

Líquido de mantenimiento para tubo de burbujas

Ref.: 000734



Este líquido de mantenimiento mantendrá tu tubo de burbujas transparente y libre de bacterias y algas. Utilízalo una vez cada seis semanas, aproximadamente, para mantener el agua del tubo en perfecto estado. La botella (500ml) dura más de un año si se utiliza en dosis estándar.

Si tienes alguna duda sobre el mantenimiento de tu tubo de burbuja, o si quieres te asesoremos, [ponte en contacto](#) con nosotros.



Eneso Tecnología de Adaptación S.L. · (+34) 951 137 145 · www.eneso.es